

COLUMNA PARA AREAS CRITICAS INTENSIVE CARE COLUMN C2F

Innovación, Desarrollo y Servicio Innovation, Development & Service

Oxigenoterapia Norte satisface los requerimientos de alta complejidad en todas las áreas críticas actuales.

Oxigenoterapia Norte satisfies the high complexity requirements in all the current critical areas.

- Facilidad de instalación y conexión.
- 8 Rieles verticales para montaje de accesorios.
- Tomas de gases médicos en diferentes normas y modelos.
- Variedad de colores y texturas.
- Disponibles con tomas eléctricas Americanas, Europeas y otras.
- Respaldados por más de 50 años de satisfacción del Cliente.

Fabricados de acuerdo a ISO 11197,
EN 793 "Medical Supply units",
EN 737-1, EN 737-3, EN 60601,
EN 60598, EN 1441, EN 12218.

- Easy to install and connect.
- 8 vertical mounting rails for medical accessories.
- A wide variety of medical gases outlets in different models and standards.
- Variety of colors and textures.
- Available with American, European and other types of electrical sockets.
- Backed by more than 50 years of Customer satisfaction.

Manufactured according to ISO 11197,
EN 793 "Medical Supply units",
EN 737-1, EN 737-3, EN 60601,
EN 60598, EN 1441, EN 12218.



COLUMNA PARA AREAS CRITICAS INTENSIVE CARE COLUMN

C2F

Especificaciones Técnicas

- Diseñados y fabricados siguiendo estrictas normas de seguridad y calidad de producto.
- Conexiones para Oxígeno, Aire medicinal, Vacío, Óxido nitroso y otros.
- Placas y frentes removibles permiten un fácil acceso a la columna.
- Cañerías internas de cobre.
- Aluminio extrudado, anodizado natural o pintado con pintura epoxi de alta resistencia, y placas en vinilo o melamina.
- Diversidad de accesorios para soporte de equipamiento médico.

Technical Features

- Designed and manufactured under product strict quality and safety rules.
- Connections for Oxygen, Medical air, Vacuum, Nitrous oxide and others.
- Removable covers allow easy access to the column.
- Copper internal pipeline.
- High resistance epoxi painted or natural anodized extruded aluminum and vinyl or melamine covers.
- Diversity of accessories for medical equipment support.

Riel de montaje
Mounting rail

Accesorios
Accessories

Logotipo de Cliente
Customer logo

Tomas de gases médicos
Medical gases outlets

Previsiones
Provisions

Tomas eléctricas
Electrical sockets



Oxigenoterapia Norte S.A.
Cnel. J. F. Bogado 1954 - (B1712DMD) Castelar
Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4629-6665 (L. Rotativas)
ventas@oxigenoterapia.com.ar
www.oxigenoterapia.com.ar

Registro
ANMAT
N° 1195

