

SISTEMA DE SOPORTE PARA ACCESORIOS ACCESSORIES SUPPORT SYSTEM

En función de su complejidad, los servicios hospitalarios requieren distintos tipos de instrumental, los que a su vez suelen cambiar, como consecuencia del estado del paciente y la solicitud del staff médico.

Because of their complexity, Hospital Services require different types of instrumental, which in turn use to change, as a result of the patient's condition and medical staff requirements.

A medida que la tecnología aplicada a la medicina avanza, se agregan nuevos equipos para detección, control y tratamiento, por lo que simultáneamente crece la necesidad de organizarlos en soportes de variada configuración, que pueden ser modificados sin nuevas instalaciones.

As applied-to-medicine technology improves, new equipments for the detection, control and treatment are added, increasing therefore the necessity to organize them in a varied support configuration, which may be modified without new installations.

El Sistema de soporte para accesorios constituye la solución ideal a este problema.



The Accessories Support System is the solution to this problem.

Los componentes son de aluminio extruido y anodizado, obteniéndose así, una terminación armónica y de precisión, con líneas puras, sin problemas de limpieza, sólida, segura y durable.

Components are made of extruded and anodized aluminum, thus obtaining a harmonic and precision termination, with pure outlines, easy to clean, solid, safe and long-lasting.



**Barral
Track**



**Soporte Universal
Universal support**

[CMA0044 Barral BP-500](#)

[CMA0044 BP-500 Track](#)

[CMA0045 Barral BP-1000](#)

[CMA0045 BP-1000 Track](#)

[CMA0046 Barral BP-1500](#)

[CMA0046 BP-1500 Track](#)

[CMA0040 Soporte GCR Universal](#)

[CMA0040 Universal Support, GCR](#)



[CMA0053 Soporte suero universal SL frente](#)

[CMA0053 IV Bag Front Holder, model SL](#)

[CMA0054 Soporte suero universal SL barral](#)

[CMA0054 IV Bag Rail Holder, model SL](#)

[CMA0032 Soporte suero universal SB frente](#)

[CMA0032 IV Bag Front Holder, model SB](#)

[CMA0031 Soporte suero universal SB barral](#)

[CMA0031 IV Bag Rail Holder, model SB](#)



[CMA0035 Soporte bomba universal frente](#)

[CMA0035 Infusion Pump Front Holder](#)

[CMA0036 Soporte bomba universal barral](#)

[CMA0036 Infusion Pump Rail Holder](#)

[CMA0037 Soporte bomba suero universal frente](#)

[CMA0037 Infusion-IV Bag Front Holder](#)

[CMA0038 Soporte bomba suero universal barral](#)

[CMA0038 Infusion-IV Bag Rail Holder](#)



[CMA0039 Bandeja monitor GCR-50 y barral](#)

[CMA0039 Monitor bracket, model GCR-50](#)

[CMA0047 Bandeja monitor PBR](#)

[CMA0047 Monitor bracket, model PBR](#)



Canasto largo

Large basket



Luz de examen articulada

Exam arm lamp



Cesto de residuos


Disposables basket



Porta historia clínica

Clinical records support

RIEL DE TECHO PARA SOPORTE SUERO CEILING TRACK FOR IV BAGS SUPPORT



Riel
Track

Carro
Cart

[CMA0049 Riel de techo tramo standard \(1500 mm\)](#)

[CMA0049 Ceiling track standard \(1500 mm\)](#)

[CMA0050 Curva riel de techo 90°](#)

[CMA0050 Ceiling rail curve, 90°](#)

[CMA0063 Riel de techo en "U"](#)

[CMA0063 "U" Ceiling rail curve](#)

[CMA0055 Soporte suero fijo SB riel de techo 4 ganchos](#)

[CMA0055 Fixed IV Support, SB, with 4 hooks](#)

[CMA0056 Soporte suero fijo SB riel de techo 8 ganchos](#)

[CMA0056 Fixed IV Support, SB, with 8 hooks](#)

[CMA0033 Soporte suero retráctil SL riel de techo 4 ganchos](#)

[CMA0033 Retractile IV Support, SL, with 4 hooks](#)

[CMA0034 Soporte suero retráctil SL riel de techo 8 ganchos](#)

[CMA0034 Retractile IV Support, SL, with 8 hooks](#)

[CMH0003 Carro para soporte suero riel de techo](#)

[CMH0003 Cart for ceiling track IV support](#)

Rieles fijados directamente al techo con tarugos metálicos y tornillos removibles.

Traks fixed directly to the ceiling with metallic fixations and removable fasteners.

Carro con rodamientos en plástico de alta resistencia y freno manual.


Cart with high resistance plastic bearings and manual brake.

Altura regulable




Soporte para suero
con 4 u 8 ganchos

IV Support with 4 or 8 hooks



Retráctil
Retractile



Fijo
Fixed